



Su socio
para mobiliario clínico



A Sense of Company

Sus más de 90 años de experiencia convierten a SCHMITZ en uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de productos técnicos sanitarios.

La tradición se vive en esta empresa familiar. La media de antigüedad en la empresa es de 18 años, lo que demuestra que nuestros empleados se sienten muy identificados con nuestros valores y filosofía.

Friedrich y Matthias Schmitz dirigen la empresa desde 2012 como cuarta generación.


Somos partidarios de mantener nuestra sede en Alemania y estamos profundamente arraigados a nuestra región de origen. Desarrollamos y producimos aquí.

Trabajamos con proveedores que proceden en un 90 % de Alemania y en un 60 % de la región.

Made in Germany



'Para nosotros siempre es especial entregar el testigo a la siguiente generación.'



A Sense of Care

Entendemos y vivimos los servicios esperando conseguir la satisfacción plena de nuestros clientes. Desde el asesoramiento y la planificación hasta el montaje.


Durabilidad que genera rentabilidad, eso es lo que puede esperar de nosotros.

Con un concepto de servicio bien concebido y una atención completa, sobre todo después de la compra. SCHMITZ está a su lado desde el principio.

Servicio técnico de atención al cliente

tel. +49 (0)2377 84 549

service@schmitz-medical.com



Sede principal
Wickede (Ruhr),
Alemania

Suiza

Francia

Italia

España

Estados Unidos

Argentina

● más que 80 asociados internacionales

● filiales

SCHMITZ – representada en todo el mundo







varimed®

**Camillas, taburetes, carros multiusos y
taburetes de exploración**

Una ayuda imprescindible en el día a día.

Calidad y durabilidad

Los materiales de primera calidad en combinación con unos acabados excelentes garantizan la durabilidad de nuestros productos.

La ayuda para el día a día

Carros multiuso medi-net: una valiosa ayuda que le facilitará su trabajo diario.









Camilla para reconocimiento y masaje 211.9301.0
tapizado carmín 92, barnizado bastidor aluminio gris RAL 9007





2 uds. Barandillas laterales 200.4900.0



Camilla para reconocimiento 211.1180.0
tapizado azul hielo 108, barnizado bastidor blanco grisáceo RAL 9002
Camilla para reconocimiento 211.1180.0
tapizado verde agave 109, barnizado bastidor blanco grisáceo RAL 9002

varimed® Camillas

¹ classic
² comfort



Referencia Descripción

211.1080.0 Camilla para reconocimiento¹²³

bastidor de tubo cuadrado, recubrimiento de polvo de resina RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, acolchado de material esponjoso de 50 mm, en 2 partes, con patas niveladoras, cabezal ajustable hasta +40°, 680 × 650 mm (alto x ancho).

Carga de trabajo segura: 225 kgs.

211.1180.0 Camilla para reconocimiento¹²³

bastidor de tubo cuadrado con recubrimiento de polvo de resina en color RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, acolchado de 2 piezas de 70 mm de grosor, patas niveladoras, cabezal ajustable hasta +40°, 680 × 650 mm (alto x ancho).

Carga de trabajo segura: 225 kgs.

200.0970.0 Soporte para rollos de papel de hasta 500 mm de ancho

200.1030.0 Rollo de papel de 500 mm de ancho

200.6500.0 Bastidor en color (sin il.) según tarjeta, para modelos 211.1080.0 y 211.1180.0 **Sobreprecio**

200.4380.0 Ranura nasal en reposa-cabezas (sin il.) para modelo 211.1180.0 **Sobreprecio**

200.4390.0 Pieza para rellenar la ranura (sin il.)





Nota:

Si las camillas se utilizan en ortopedia o para masajes, recomendamos bastidores con travesaños longitudinales y transversales.

Todos los colchones se montan con la correspondiente distancia de seguridad hacia el bastidor.

- ¹ 4 colores de tapizados para la gama classic (sin sobreprecio).
- ² 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio) Véase la página 40 del catálogo.
- ³ Recubrimiento estándar del barnizado gris-blanco 9002, aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007. Por favor, especifique al hacer el pedido.

varimed® **Camillas**¹ classic
² comfort

Referencia	Descripción	
211.1310.0	Camilla para reconocimiento electrocardiográfico¹²³ 	
	bastidor de tubo cuadrado, con recubrimiento de polvo de resina RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, con travesaño transversal, acolchado de material esponjoso de 70 mm, con recubrimiento en una pieza, con patas niveladoras, cabezal ajustable hasta +40°, 680 x 800 mm (alto x ancho). Carga de trabajo segura: 225 kgs	
200.0940.0	Soporte para rollo de papel para camillas con un ancho de 800 mm	
200.1030.0	Rollo de papel de 500 mm de ancho	
200.5100.0 (sin il.)	Travesaño longitudinal adicional, con recubrimiento de polvo de resina RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, para el modelo 211.1310.0	
200.5120.0 (sin il.)	Travesaño longitudinal adicional, con recubrimiento de polvo de resina según tarjeta de colores	
200.6500.0 (sin il.)	Bastidor en color según tarjeta, para modelos 211.1310.0	Sobreprecio

¹ 4 colores de tapizados para la gama classic (sin sobreprecio).

² 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio). Véase la página 40 del catálogo.

³ Recubrimiento estándar del barnizado gris-blanco 9002, aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007. Por favor, especifique al hacer el pedido.

Referencia	Descripción	
200.0000.0 (sin il.)	Altura diferente hasta max. 830 mm (a partir de 700 mm con travesaños longitudinales y transversales). para los modelos 211.1180.0 – 211.1310.0	Sobreprecio
200.0010.0 (sin il.)	Movilidad para modelos 211.1180.0 - 1211.1310.0, con 4 ruedas de 125 mm de diám., 2 de ellas con freno, antiestáticas, 1 con bloqueo de dirección. Con travesaño longitudinal para mayor estabilidad y 4 distanciadores de la pared de 150 mm de diám. Las ruedas no dejan huellas en el suelo. (rogamos indiquen la altura deseada de la camilla)	Sobreprecio
200.0020.0 (sin il.)	Ancho diferente⁴ diferencias hasta 150 mm, ancho máximo 900 mm para los modelos 211.1180.0 – 211.1310.0	Sobreprecio⁴
200.0030.0 (sin il.)	Largo diferente⁴ diferencias hasta 150 mm para los modelos 211.1180.0 – 211.1310.0	Sobreprecio⁴


⁴ En el caso de pedir la camilla con las 2 medidas (largo y ancho) especiales, se aplicará solamente 1 vez el sobreprecio.



Camilla para obesos 211.1330.1
tapizado azul caribe 82, barnizado bastidor blanco grisáceo RAL 9002

varimed® **Camillas**¹ classic
² comfort


Referencia Descripción

**211.1330.1 Camilla para obesos¹²³** 

bastidor de tubo cuadrado, con recubrimiento de polvo de resina RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, con travesaño transversal y longitudinal, con patas niveladoras, acolchado de material esponjoso de 70 mm, en 2 partes, cabezal ajustable hasta +40°, 680 x 800 mm (alto x ancho), carga de trabajo segura: 300 kg.
¡Esta camilla no se puede fabricar con ruedas ni con medidas especiales!

**200.0940.0 Soporte para rollos de papel**
para camillas de 800 mm de ancho**200.1030.0 Rollo de papel**
de 500 mm de ancho

- ¹ 4 colores de tapizados para la gama classic (sin sobreprecio).
- ² 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio). Véase la página 40 del catálogo.
- ³ Recubrimiento estándar del barnizado gris-blanco 9002, aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007. Por favor, especifique al hacer el pedido.

varimed® **Camillas con ruedas y camilla de despertar**¹ classic
² comfort

Referencia Descripción

211.9301.0 Camilla para reconocimiento y masaje¹²³

Bastidor de tubo cuadrado, con travesaño transversal y longitudinal, con recubrimiento en polvo de resina en color blanco grisáceo RAL 9002, en aluminio blanco RAL 9006 o en aluminio gris RAL 9007, 4 ruedas multi-direccionales de 125 mm de diámetro, 2 de ellas con freno, antiestáticas y 1 con bloqueo direccional, con discos protectores, acolchado 70 mm de grosor dividido en 2 partes, cabezal ajustable hasta +40°, 680 × 650 mm (alto x ancho). Carga de trabajo segura: 225 kgs.

Todos los colchones se montan con la correspondiente distancia de seguridad hacia el bastidor.

- ¹ 4 colores de tapizados para la gama classic (sin sobreprecio).
- ² 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio)
Véase la página 40 del catálogo.
- ³ Recubrimiento estándar del barnizado gris-blanco 9002, aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007.
Por favor, especifique al hacer el pedido.




Referencia Descripción

200.0970.0 Soporte para rollos de papel
de hasta 500 mm de ancho.




200.1030.0 Rollo de papel
de 500 mm de ancho



200.4900.0 Barandilla lateral con riel lateral y pieza de fijación
ajustable horizontal- y verticalmente,
cromada, para camillas con bastidor de tubo cuadrado. **ud.**

200.0020.0 Ancho diferente de 800 mm
(sin il.) para modelo 211.9301.0

Sobreprecio



200.5500.0 Cesta para depositar utensilios del paciente
para colgar en los travesaños longitudinales y
transversales, de acero al cromo-níquel,
medidas 520 × 490 × 140 mm.

200.6500.0 Bastidor en color
(sin il.) según tarjeta, para modelo 211.9301.0.

Sobreprecio

Las ruedas no dejan huellas en el suelo.




varimed® C€^{MD}

Camillas para reconocimiento y tratamiento regulables en altura

¹ classic
² comfort

Referencia Descripción



211.4100.0 Camilla de reconocimiento y tratamiento¹²³

altura regulable hidráulicamente de 500 mm a 920 mm, con pedal de pie. Cabezal ajustable manualmente de -20° a +40°, con muelle de gas. Colchoneta de 70 mm de grosor, de 2 secciones (color del tapizado según tabla de colores SCHMITZ). Bastidor con recubrimiento de polvo de resina, en color aluminio blanco RAL 9006, en aluminio gris RAL 9007 o en blanco grisáceo RAL 9002. Base con revestimiento de material de plástico, en color gris plateado. Con 4 patas niveladoras.
Carga de trabajo segura: 225 kgs.

211.4110.0 Camilla de reconocimiento y tratamiento¹²³

como 211.4100.0, pero de 800 mm de ancho.



211.4200.1 + 200.0250.0 + 200.0400.0

211.4200.1 Camilla de reconocimiento y tratamiento¹²³

como modelo 211.4100.0, pero con altura regulable eléctricamente de 500 a 920 mm mediante control de pie, con interruptor de bloqueo para activar/desactivar la unidad de control, con cable de conexión de 2,40 metros de largo y enchufe. A petición, con mando manual en vez del control de pie.
Por razones de seguridad, la función de ajuste de la altura se activa haciendo doble clic en el mando manual o el control de pie.

211.4210.1 Camilla de reconocimiento y tratamiento¹²³

como 211.4200.1, pero de 800 mm de ancho.

- ¹ 4 colores de tapizados para la gama classic (sin sobreprecio).
- ² 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio). Véase la página 40 del catálogo.
- ³ Recubrimiento estándar del barnizado gris-blanco 9002, aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007. Por favor, especifique al hacer el pedido.

varimed® C€^{MD}

Camillas para reconocimiento y tratamiento regulables en altura

Referencia Descripción



200.0250.0 Movilidad
4 ruedas dobles Ø 100 mm, 2 de ellas antiestáticas, bloqueo central en cada eje, 1 rueda con bloqueo de dirección. (El rango de ajuste de altura sigue siendo el mismo.)

Sobreprecio

Para el reequipamiento de la movilidad, por favor contacte con nuestro equipo de servicio.



200.0400.0 Barandillas laterales (par)
long.: 990 mm, se pueden bajar hasta por debajo del nivel de la colchoneta, con recubrimiento de polvo de resina en color aluminio blanco RAL 9006.



200.0006.0 Soporte para el control de pie
para la camilla de reconocimiento y tratamiento 211.4200.1 y 211.4210.1, de acero, con recubrimiento de polvo de resina en color aluminio blanco RAL 9006, montaje invertido para evitar activaciones accidentales

200.0930.0 Soporte para rollos de papel
(sin il.) para rollos de papel de hasta 590 mm de ancho.

200.1030.0 Rollo de papel
(sin il.) de 500 mm de ancho

200.0410.0 Protector de esquinas
(sin il.) de plástico, gris, instalación en todas las cuatro esquinas.

200.0500.0 Cabezal con ranura nasal
(sin il.)

Sobreprecio

200.0510.0 Pieza para rellenar la ranura nasal
(sin il.)

Sobreprecio

Referencia	Descripción	
200.4402.0 (sin il.)	Riel lateral para 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.1 y 211.4210.1, para montar en ambos lados, 25 × 10 × 750 mm, capacidad 30 kg, no puede ser montado en combina- ción con las barandillas laterales 200.0400.0.	
200.0251.0 (sin il.)	Blindaje para ECG con conector de la conexión equipotencial a izquierda y derecha y una placa protectora para reducir inter- ferencias, apto para camillas de 650 mm de ancho.	
200.0252.0 (sin il.)	Blindaje para ECG como 200.0251.0, pero para camillas de 800 mm de ancho.	
200.6530.0 (sin il.)	Bastidor en color especial según tabla de colores.	Sobreprecio



varimed® Taburetes giratorios, Taburetes de exploración, Mobiliario médico

¹ classic
² comfort

Referencia Descripción

222.2810.0 Taburete giratorio¹²

con pie de plástico, negro, con 5 brazos, con ruedas dobles con freno por fricción para suelos lisos/duros, regulación de altura por medio de muelle a gas anatomic-lift, con anillo regulador para ajustar manualmente, columna cromada, asiento con recubrimiento de skai. Indicar en el pedido en el caso de optar por ruedas dobles para suelos con moqueta. Carga de trabajo segura: 135 kg.



200.8000.0 Pie en color según tarjeta

columna cromada.

Sobreprecio

222.2760.0 Taburete giratorio¹²

con pie de aluminio de 5 brazos, pulido, con ruedas dobles con freno para suelos lisos/duros, regulación de la altura por medio de un muelle a gas anatomic-lift, con anillo regulador para ajustar manualmente, asiento tapizado con skai. Indicar en el pedido en el caso de optar por ruedas dobles para suelos con moqueta. Carga de trabajo segura: 135 kg.





- ¹ 4 colores de tapizados para la gama classic (sin sobreprecio).
² 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio).
Véase la página 40 del catálogo.

varimed®

Taburetes giratorios, Taburetes de exploración, Mobiliario médico

¹ classic

² comfort



Referencia Descripción

222.1550.0 Taburete de exploración¹²

acolchado especial en skai, regulación de altura por medio de muelle a gas de 490 a 690 mm con anillo regulador, pata de 5 brazos con recubrimiento de polvo de resina en color aluminio gris RAL 9007, con ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de diámetro para suelos lisos/duros, con protección anti-golpes en color negro. Carga de trabajo segura: 135 kg.

222.1570.0 Taburete de exploración¹²

acolchado especial en skai, regulación de altura por medio de muelle a gas de 490 a 690 mm con anillo regulador, respaldo acolchado de skai, pata de 5 brazos con recubrimiento de polvo de resina en color aluminio gris RAL 9007, con ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de diámetro para suelos lisos/duros, con protección antigolpes en color negro. Carga de trabajo segura: 135 kg.

200.0011.0 Ruedas de frenado


Con carga queda frenado y sin carga se puede desplazar libremente para taburetes de exploración 222.1550.0 y 222.1570.0.

Sobreprecio

¹ 4 colores de tapizados para la gama classic (sin sobreprecio).

² 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio). Véase la página 40 del catálogo.

¹ classic
² comfort




Referencia Descripción

221.1860.0 Silla para exploración y toma de sangre¹²³ €^{MD}
Bastidor de tubo cuadrado con recubrimiento de polvo de resina en color RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007. Asiento, respaldo y reposa-brazos tapizados de cuero artificial „classic“ negro 57. Se entrega desmontado. Carga de trabajo segura: 225 kgs.

200.6610.0 Bastidor especial en color
según tarjeta.

Sobreprecio




242.2351.0 Soporte para infusiones €^{MD}
Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, desensamblado, pie de 5 brazos, parte superior con 4 ganchos, recipiente recoge gotas, ruedas de 50 mm de diámetro, antiestáticas, regulación de la altura de 1350 a 2150 mm con una sola mano, huella de 635 mm.
Carga de trabajo segura por gancho: 2 kgs.

- ¹ 3 otros colores de tapizados para la gama classic (con sobreprecio)
- ² 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio). Véase la página 40 del catálogo.
- ³ Recubrimiento estándar del barnizado gris-blanco 9002, aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007. Por favor, especifique al hacer el pedido.



Carro multi-uso medi-net 233.6060.0,
bastidor en aluminio gris RAL 9007

varimed® Carro multi-uso medi-net



Referencia Descripción

233.6060.0 Carro multi-uso medi-net³
Bastidor de tubo cuadrado, desmontable, con recubrimiento de polvo de resina en color blanco grisáceo RAL 9002, en aluminio blanco RAL 9006 o en aluminio gris RAL 9007, 1 cajón con guías de precisión negras con rodamientos de bola, superficie, plataforma inferior y frontal del cajón en color blanco perla 60, tirador del cajón con recubrimiento de polvo de resina en RAL 9002, en RAL 9006 o en RAL 9007, con 4 ruedas dobles de 75 mm de diámetro. La mesa medi-net 233.6060.0 puede equiparse con 2 cajones más además del cajón estándar.

Se entrega desmontado.

medi-net
El carro medi-net soporta un peso máximo de:
total: 50 kgs
cajón: 10 kgs
plataforma superior/
inferior: 20 kgs

201.3000.0 Cajón adicional con tirador

200.6600.0 Bastidor en color especial según tarjeta

Sobreprecio

200.6650.0 Tirador en color especial según tarjeta

Sobreprecio

³ Recubrimiento estándar del barnizado gris-blanco 9002, aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007. Por favor, especifique al hacer el pedido.



Carro multi-uso medi-net 233.6060.0
con accesorios para inyecciones
201.1170.0, 201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0



Carro multi-uso medi-net 233.6060.0
con accesorios para puesto de medición
de ergometría 201.1300.0 (sin utensilio)



Carro multi-uso medi-net 233.6060.0 + 201.0050.0
con accesorios para la diálisis en casa 201.1800.0,
201.1250.0 (sin utensilio)



Dispensador de jeringas 201.1610.0



Dispensador de jeringas 201.1650.0



varimed®

Accesorios para carro multi-uso medi-net

Referencia Descripción

201.3000.0 **Cajón adicional**
(sin il.) con tirador y rieles-guía, para montaje posterior
(dimensiones interiores:
510 × 413 × 90 mm, largo x ancho x alto)


201.0050.0 **2 ruedas fijables**
de 75 mm de diámetro


Sobreprecio

201.1300.0 **Brazo para cable**
con pieza de sujeción 201.1910.0,
de 16 mm diámetro.

201.1170.0 **1 cubeta redonda**
de acero al cromo-níquel de 320 mm de diámetro,
con pieza de sujeción 201.1900.0, 10 mm de diámetro.


201.1250.0 **Soporte para infusiones c€^{MD}**
de 2 piezas, con 4 ganchos y pieza de sujeción
201.1920.0, de 18 mm de diámetro,
carga de trabajo segura por gancho: 2 kgs.






Referencia Descripción


201.1610.0 Dispensador de jeringas
gris, sistema primero en entrar, primero en salir,
con dispensador de gases a la derecha,
se necesitan ángulos de sujeción 201.1700.0.




201.1640.0 Dispensador de jeringas
gris, sistema primero en entrar, primero en salir,
sin dispensador de gases. Se necesitan ángulos
de sujeción 201.1700.0.




201.1650.0 Dispensador de jeringas
gris, la carga y el suministro se efectúan desde arriba,
con dispensador de gases a la derecha.
Se necesitan ángulos de sujeción 201.1700.0.



201.1660.0 Dispensador de jeringas
gris, la carga y el suministro se efectúan desde arriba,
sin dispensador de gases. Se necesitan ángulos
de sujeción 201.1700.0.



201.1700.0 Ángulo de sujeción, 1 par
para dispensadores 201.1610.0, 201.1640.0,
201.1650.0 y 201.1660.0.



varimed®

Accesorios para carro multi-uso medi-net


Referencia Descripción

201.1800.0 Consola
de acero al cromo-níquel con ángulos de sujeción

201.1900.0 Pieza de sujeción
(sin il.) 10 mm de diámetro


201.1910.0 Pieza de sujeción
(sin il.) 16 mm de diámetro

201.1920.0 Pieza de sujeción
(sin il.) 18 mm de diámetro



Referencia Descripción


201.2600.0 **Abridor para ampollas**
Cupfix



201.2700.0 **varimed Set para desechos**
20 cajitas de 1,5 litros en polipropileno
con cobertura roja, con soporte.

201.2710.0 **varimed Recipientes para desechos**
(sin il.) paquete de 100 cajitas de 1,5 litros, sin soporte.

201.2720.0 **Soporte**
(sin il.) como 201.2700.0, pero sin cajitas.
(soportes para otros sistemas sobre demanda)



201.2800.0 **Recogebasuras**
con rollo de bolsas, con recubrimiento
de plástico blanco grisáceo.

201.2850.0 **Rollo de bolsas de repuesto**
(sin il.) para 201.2800.0

varimed®

Descripción de modelos y materiales

Camillas

Bastidor de tubo de acero 40 × 20 mm, par de pies 30 × 30 mm, con revestimiento de polvo o cromado. Con patas niveladoras para compensar las irregularidades del suelo. Cabecera con dos sistemas de ajuste de metal en su totalidad.

medi-net

Bastidor medi-net de acero de tubo cuadrado de 20 × 20 mm, con revestimiento de polvo.

Ruedas

Las ruedas no dejan huellas de color en el suelo.

Cajones

Los cajones se montan en rieles-guía de precisión, con rodamientos de bola.

Tiradores

De forma ergonómica, distancia entre los agujeros de fijación 192 mm, superficie resistente a productos químicos y, gracias a su forma redondeada, fácil de limpiar.

Lacado

Recubrimiento de polvo de resina de alta calidad, superficie brillo con alta resistencia a golpes y arañazos, fácil de limpiar y resistente a productos químicos y cambios climatológicos.

Recubrimiento de serie para los bastidores

en color blanco grisáceo RAL 9002, en aluminio blanco RAL 9006 o en aluminio gris RAL 9007 o cromado. Ver la descripción de modelos diferentes.

Los bastidores para camillas, taburetes y carros

multi-uso medi-net se pueden suministrar también en color especial según tarjeta, con sobreprecio.

Otros colores especiales

según tarjeta RAL sobre demanda.

Tapizado

De goma espuma con funda de piel artificial resistente, en 2 tipos de acabados.

Cueros artificiales en tipo „comfort“ (con sobreprecio): 15 colores

Material muy resistente con una gran elasticidad y flexibilidad para un sillón de calidad y comodidad excepcional. Superficie graneada.

Cueros artificiales en tipo „classic“ (sin sobreprecio): 4 colores

Material resistente y elástico. Superficies lisas.

Recomendamos:**Accesorios para la limpieza de tapizados**

Referencia	Descripción
2019878 (sin il.)	Detergente para piel artificial Bote pulverizador de 500 ml, en paquete de 3 unidades
2026973	Kit de limpieza para piel artificial 1 bote pulverizador de 500 ml y 1 cepillo

Para las informaciones detalladas sobre la limpieza y la desinfección de cueros artificiales ver nuestras instrucciones de uso.

Cueros artificiales comfort




dorado 86



verde agave 109




oro naranja 106



café con leche 102



carmín 92



beige arena 101



rojo frambuesa 103



gris piedra 96



azul hielo 108



gris pizarra 97



azul caribe 82



gris titanio 91



azul marino 83



blanquísimo 84



púrpura lavanda 107

Cueros artificiales classic



blanco 53



gris plateado 55



océano 52






negro 57



gris plateado

Barnizados

blanco grisáceo
RAL 9002blanco puro
RAL 9010lirio de agua blanco
RAL 0758510naranja azafrán claro
RAL 0608530amarillo señales
RAL 1003naranja sanguíneo
RAL 2002rosa loto
RAL 3608510tricot lila blanco
RAL 3108510azul tenis
RAL 2307020azul claro
RAL 2606030azul zafiro
RAL 5003azul pálido
RAL 2308010verde lima
RAL 1008060verde filigrana
RAL 1207020verde helado
RAL 1209030aluminio blanco
RAL 9006aluminio gris
RAL 9007gris antracita
RAL 7016

Materia plástica



antimicrobiano
Estos colores tienen propiedades antimicrobianas

Colores para acolchados y barnizados



german
brand
award
23
winner

Descubra nuevas gamas de colores


Con un total de 19 colores de acolchado y otros 18 tonos de acabado, dispone de muchas posibilidades para dar un toque de color a su sala.

Ya se trate de un tono apagado o alegre, clásico o moderno, elegante o extravagante, le garantizamos que en nuestro surtido encontrará rápidamente lo que busca.

Estamos a su disposición para cualquier consulta.



Déjese inspirar:
www.schmitz-medical.com



Contacto

SCHMITZ medical GmbH
Zum Ostefeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Alemania



Todos los productos con la etiqueta CE-MD que se combinen con nuestros accesorios cumplen los requisitos del Reglamento sobre productos sanitarios 2017/745/UE, así como la Ley de enmienda de productos sanitarios, y son productos sanitarios de la clase de riesgo I.



Todos los productos con la etiqueta CE cumplen los requisitos de la Directiva de baja tensión 2014/35/UE, así como la Directiva sobre material eléctrico.

En el manual de instrucciones encontrará una explicación detallada del uso previsto.

tel. +49 (0)2377 84 0

fax +49 (0)2377 84 162

zentrale@schmitz-medical.com

Departamento de exportación:

tel. +49 (0)2377 84 0

fax +49 (0)2377 84 135

export@schmitz-medical.com

Servicio técnico, línea directa:

tel. +49 (0)2377 84 549

fax +49 (0)2377 84 210

service@schmitz-medical.com

En nuestras páginas de internet podrá encontrar información sobre nuestras sucursales en todo el mundo.

www.schmitz-medical.com



* Este artículo es mercancía de comercio, que se vende con el nombre de OEM.

Nuestras prestaciones se entienden ex fábrica. Todas entregas se realizarán mediante nuestros socios autorizados o nuestras sucursales. Salvo modificaciones constructivas y dimensionales, se admiten pequeñas diferencias técnicas. Respecto a los colores de la tabla, puede haber variaciones por razones técnicas. Los artículos mencionados en este catálogo no están autorizados para su venta en los Estados Unidos. Contribución simbólica 3,00 Euro.