

Il vostro partner
per arredo per ambulatorio



A Sense of Company

Oltre 95 anni di esperienza rendono SCHMITZ uno dei produttori di attrezzature medicali leader a livello mondiale.

In questa azienda a conduzione familiare i valori derivanti dalla tradizione vengono posti sempre in primo piano. 18 anni di servizio medio presso l'azienda rivelano un alto grado di identificazione dei collaboratori nei valori e nella filosofia aziendali.

Dal 2012 Friedrich e Matthias Schmitz, rappresentanti della quarta generazione, sono alla guida dell'impresa.


Ci riconosciamo nei valori del nostro Paese, la Germania, e siamo profondamente radicati nella nostra regione di origine. Qui si svolgono tutte le attività di progettazione e produzione.

Lavoriamo con fornitori provenienti per il 90% dalla Germania e per il 60% dalla nostra regione.

Made in Germany



'Il passaggio di consegne alla generazione successiva è per noi di importanza vitale.'



A Sense of Care

Offriamo dei servizi competenti con l'obiettivo di raggiungere la massima soddisfazione della clientela. Dalla consulenza alla progettazione all'allestimento finale.


Massima convenienza grazie alla durevolezza dei nostri prodotti.

Con un concetto di servizio intelligente e un'assistenza completa, specialmente in fase post-vendita. SCHMITZ si pone sin dall'inizio come partner affidabile al fianco dei suoi clienti.

Assistenza tecnica clienti

tel. +49 (0)2377 84 549

service@schmitz-medical.com



- Oltre 80 partner commerciali in tutto il mondo
- Uffici vendite

SCHMITZ – rappresentanze all'esterno







varimed®

**Lettini, sgabelli, carrelli multiuso
e sedili da visita**

Accessori indispensabili per la routine quotidiana.

Qualità e durevolezza

La durevolezza dei nostri prodotti è garantita dall'uso di materiali di qualità elevata, che vengono sottoposti a un'ottima lavorazione.

Fedele assistente delle nostre attività giornaliere

Carrello multiuso medi-net: accessorio affidabile che ci accompagna durante tutto l'arco della giornata.







Lettino da visita 211.1080.0
Imbottitura arancione oro 106, verniciatura alluminio grigiastro RAL 9007



Lettino per ECG 211.1310.0
Imbottitura viola lavanda 107, verniciatura alluminio brillante RAL 9006



Lettino da visita e massaggi 211.9301.0
Imbottitura rosso carminio 92, verniciatura alluminio grigiastro RAL 9007



2 pz. Sponde laterali 200.4900.0



Lettino da visita 211.1180.0

Imbottitura blu ghiaccio 108, verniciatura bianco grigiastro RAL 9002


Lettino da visita 211.1180.0

Imbottitura verde agave 109, verniciatura bianco grigiastro RAL 9002

varimed® Lettini


¹ classic
² comfort

Modello n. Descrizione



211.1080.0 Lettino da visita¹²³

struttura in tubo quadrato verniciato a polveri RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, spessore imbottitura 50 mm, in due sezioni, piedini di livellamento, poggiatesta regolabile a +40°, 680 × 650 mm (altezza x larghezza), carico di lavoro sicuro: 225 kg



211.1180.0 Lettino da visita¹²³

struttura in tubo quadrato verniciato a polveri RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, spessore imbottitura 70 mm, in due sezioni, piedini di livellamento, poggiatesta regolabile a +40°, 680 × 650 mm (altezza x larghezza), carico di lavoro sicuro: 225 kg



200.0970.0 Supporto per lenzuolini in carta,

per rotoli di carta di larghezza max 500 mm



200.1030.0 Rotolo di carta

larghezza 500 mm

200.6500.0 Verniciatura della struttura

(senza fig.) come da scheda colori,
per i mod. 211.1080.0 e 211.1180.0

Sovrapprezzo



200.4380.0 Foro per il naso integrato nel poggiatesta

(senza fig.) per il mod. 211.1180.0

Sovrapprezzo

Avvertenza!


In ortopedia e per la massoterapia si consiglia l'uso di lettini con barra longitudinale e trasversale.

Tutte le imbottiture dei lettini si trovano a distanza di sicurezza dal telaio!


200.4390.0 Elemento riempitivo per fessura naso

(senza fig.)

- ¹ 4 tonalità di colore per similpelle in versione classic, senza sovrapprezzo.
- ² 15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo). Fare riferimento alla pagina 40.
- ³ Rivestimento di serie delle strutture grigio-bianco 9002, alluminio bianco RAL 9006 o alluminio grigio RAL 9007. Si prega di precizarlo sull'ordine.

varimed® **Lettini**¹ classic
² comfort

Modello n. Descrizione

211.1310.0 Lettino per ECG¹²³ 
struttura in tubo quadrato, verniciato a polveri RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, con barra trasversale, spessore imbottitura 70 mm, in due sezioni, piedini di livellamento, poggiatesta regolabile a +40°, 680 x 800 mm (altezza x larghezza), carico di lavoro sicuro: 225 kg

200.0940.0 Supporto per lenzuolini in carta
per lettini larghi 800 mm

200.1030.0 Rotolo di carta
larghezza 500 mm

200.5100.0 Barra longitudinale
(senza fig.) supplementare, verniciata a polveri RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, per il mod. 211.1310.0

200.5120.0 Barra longitudinale
(senza fig.) supplementare, verniciata a polveri come da scheda colori

200.6500.0 Verniciatura della struttura
(senza fig.) come da scheda colori, per mod. 211.1310.0

Sovrapprezzo

¹ 4 tonalità di colore per similpelle in versione classic, senza sovrapprezzo.

² 15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo). Fare riferimento alla pagina 40.

³ Rivestimento di serie delle strutture grigio-bianco 9002, alluminio bianco RAL 9006 o alluminio grigio RAL 9007. Si prega di precisarlo sull'ordine.


Modello n.	Descrizione	
200.0000.0 (senza fig.)	Altezze su richiesta fino a max. 830 mm (da 700 mm con barra longitudinale e trasversale) per modelli 211.1180.0 – 211.1310.0	Sovrapprezzo
200.0010.0 (senza fig.)	Sistema di trasporto per modelli 211.1180.0 - 211.1310.0, 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, antiabrasive e antitraccia, di cui 2 con dispositivo di bloccaggio simultaneo, antistatiche, 1 ruota con dispositivo di bloccaggio direzionale, con paracolpi Ø 150 mm, barra longitudinale stabilizzante (è necessario indicare l'altezza desiderata)	Sovrapprezzo



Lettino per pazienti obesi 211.1330.1
Imbottitura blu caraibico 82, verniciatura bianco grigiastro RAL 9002

varimed® **Lettini**¹ classic
² comfort

Modello n. Descrizione

**211.1330.1 Lettino per pazienti obesi¹²³ **

struttura in tubo quadrato, verniciato a polveri RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, con barra trasversale e longitudinale, spessore imbottitura 70 mm, in due sezioni, piedini di livellamento, poggiatesta regolabile a +40°, 680 × 800 mm (altezza x larghezza), carico di lavoro sicuro: 300 kg.

Misure speciali e versione con ruote non disponibili!

**200.0940.0 Supporto per lenzuolini in carta**

per lettini larghi 800 mm

**200.1030.0 Rotolo di carta**

larghezza 500 mm


- ¹ 4 tonalità di colore per similpelle in versione classic, senza sovrapprezzo.
- ² 15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo). Fare riferimento alla pagina 40.
- ³ Rivestimento di serie delle strutture grigio-bianco 9002, alluminio bianco RAL 9006 o alluminio grigio RAL 9007. Si prega di precisarlo sull'ordine.

varimed® 

Lettini con ruote, lettini per risveglio

¹ classic
² comfort

Modello n. Descrizione



211.9301.0 Lettino da visita e massaggi¹²³

struttura in tubo quadrato, con barra trasversale e longitudinale, verniciato a polveri RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, con 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 con dispositivo di bloccaggio simultaneo, antistatiche, 1 ruota con dispositivo di bloccaggio direzionale, con paracolpi Ø 150 mm, spessore imbottitura 70 mm, in due sezioni, altezza lettino 680 mm. Poggiatesta regolabile a +40°, 680 × 650 mm (altezza x larghezza). Carico di lavoro sicuro: 225 kg.

**Tutte le imbottiture
dei lettini si trovano
a distanza di sicurezza
dal telaio!**

- ¹ 4 tonalità di colore per similpelle in versione classic, senza sovrapprezzo.
- ² 15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo). Fare riferimento alla pagina 40.
- ³ Rivestimento di serie delle strutture grigio-bianco 9002, alluminio bianco RAL 9006 o alluminio grigio RAL 9007. Si prega di precisarlo sull'ordine.




Modello n. Descrizione

200.0970.0 **Supporto per lenzuolini in carta**
per rotoli di carta di larghezza max 500 mm.




200.1030.0 **Rotolo di carta**
larghezza 500 mm



200.4900.0 **1 sponda laterale e 1 guida laterale**
cromata, con morsetto di fissaggio,
per lettini con struttura in tubo quadrato,
abbassabile fino all'altezza del materassino e
sponda scorrevole lateralmente.

pz.



200.5500.0 **Contenitore per effetti personali del paziente**
da agganciare alla barra longitudinale e trasversale,
cestino 520 × 490 × 140 mm, in acciaio inox.

200.6500.0 **Verniciatura della struttura**
(senza fig.) come da scheda colori, per mod. 211.9301.0

Sovrapprezzo

Non c'è nessun rischio di perdita del colore delle
rotelle nel contatto col pavimento!



- Lavoro ergonomico grazie alla regolazione in altezza del piano
- Nessuno spostamento della superficie d'appoggio durante la regolazione in altezza
- Libertà di movimento intorno alla base grazie alla sua conformazione



Blocco di sicurezza per attivare/disattivare l'elemento di comando



A scelta: pulsantiera manuale o comando a pedale per 211.4200.1 e 211.4210.1

varimed® C€^{MD}

Lettoni da visita e trattamenti regolabili in altezza


¹ classic
² comfort

Modello n. Descrizione



211.4100.0 Lettoni da visita e trattamenti¹²³
regolabile in altezza con sistema idraulico da 500 a 920 mm mediante pedale. Lato poggiatesta regolabile mediante molla a gas da -20 a +40 gradi. Imbottitura 70 mm, in due sezioni, colore dell'imbottitura a scelta secondo scheda colori SCHMITZ. Struttura verniciata a polveri, alluminio brillante RAL 9006, alluminio grigiastro RAL 9007 o bianco grigiastro RAL 9002. Rivestimento della base in materiale plastico, grigio argento. Con 4 piedini di livellamento. Carico di lavoro sicuro 225 kg.

211.4110.0 Lettoni da visita e trattamenti¹²³
come modello 211.4100.0, ma 800 mm di larghezza.



211.4200.1 + 200.0250.0 + 200.0400.0

211.4200.1 Lettoni da visita e trattamenti¹²³
come modello 211.4100.0, ma regolabile in altezza elettricamente da 500 mm a 920 mm mediante comando a pedale. Blocco di sicurezza per attivare/disattivare l'elemento di comando. Cavo di collegamento 2,40 m con spina. Su richiesta disponibile anche con pulsantiera manuale al posto del comando a pedale. Per motivi di sicurezza, la funzione di regolazione dell'altezza viene attivata facendo doppio clic sulla pulsantiera manuale o sul comando a pedale.

211.4210.1 Lettoni da visita e trattamenti¹²³
come modello 211.4200.1, ma 800 mm di larghezza.

- ¹ 4 tonalità di colore per similpelle in versione classic, senza sovrapprezzo.
- ² 15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo). Fare riferimento alla pagina 40.
- ³ Rivestimento di serie delle strutture grigio-bianco 9002, alluminio bianco RAL 9006 o alluminio grigio RAL 9007. Si prega di precisarlo sull'ordine.

varimed® C€^{MD}

Lettoni da visita e trattamenti regolabili in altezza

Modello n. Descrizione



200.0250.0 Versione su ruote

4 ruote doppie chiuse Ø 100 mm, di cui 2 antistatiche, bloccaggio centrale per ogni asse, una ruota direzionale. (Il range di regolazione in altezza resta inalterato.)

Sovrapprezzo

Per l'ammodernamento della versione mobile, si prega di contattare il nostro team di assistenza.



200.0400.0 Sponde laterali (coppia)

lungh.: 990 mm, posizionabili al di sotto del livello della superficie d'appoggio, verniciate a polveri colore alluminio bianco RAL 9006.



200.0006.0 Supporto per comando a pedale

per lettino da visita e trattamenti 211.4200.1 e 211.4210.1, in acciaio, verniciato a polveri colore alluminio brillante RAL 9006, montaggio capovolto per evitare l'attivazione accidentale, può essere montato su entrambi i lati.

Al momento dell'ordine, si prega di specificare il lato di montaggio dal punto di vista del paziente!

200.0005.0 Comando a pedale o pulsantiera manuale

(senza fig.) aggiuntivo, per lettino da visita e trattamenti 211.4200.1 e 211.4210.1.

200.0930.0 Portarotoli

(senza fig.) per rotoli fino a 590 mm di larghezza.

200.1030.0 Rotolo di carta

(senza fig.) larghezza 500 mm.

Modello n.	Descrizione	
200.0410.0 (senza fig.)	Protezione degli angoli in materiale plastico, colore grigio, installazione in tutti e quattro gli angoli del materassino.	
200.0500.0 (senza fig.)	Poggiatesta con fessura per naso	Sovrapprezzo
200.0510.0 (senza fig.)	Elemento riempitivo per fessura per naso	Sovrapprezzo
200.4402.0 (senza fig.)	Guida laterale per 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.1 e 211.4210.1, montaggio su ambo i lati, 25 × 10 × 750 mm, portata max. 30 kg, non può essere montato in combinazione con le sponde laterali 200.0400.0. (senza fig.)	
200.0251.0 (senza fig.)	Schermatura ECG con spina del dispositivo di collegamento al nodo equipotenziale a destra e a sinistra e piastra di schermatura per la riduzione delle interferenze, adatta a lettini larghi 650 mm.	
200.0252.0 (senza fig.)	Schermatura ECG come modello 200.0251.0, ma per lettini larghi 800 mm.	
200.6530.0 (senza fig.)	Verniciatura della struttura secondo scheda colori.	Sovrapprezzo



222.2760.0



222.2810.0



222.1550.0



222.1570.0

222.2760.0 Imbottitura caffè latte 102
 222.2810.0 Imbottitura viola lavanda 107
 222.1550.0 Imbottitura nero 57
 222.1570.0 Imbottitura blu caraibico 82



221.1860.0
 Imbottitura „classic“, colore oceano 52,
 verniciatura bianco grigiastro RAL 9002




242.2351.0

varimed® Sgabelli girevoli, Sedili da visita, Arredamento medico

¹ classic
² comfort

Modello n. Descrizione




222.2810.0 Sgabello girevole¹²

base a 5 razze in materiale plastico nero, tubo cromato, con rotelle doppie frenanti per pavimenti lisci duri, regolazione in altezza mediante ammortizzatore „Anatomic-Lift“, con anello azionabile a mano, sedile rivestito in similpelle. Indicare nell'ordine rotelle doppie per moquette. Carico di lavoro sicuro: 135 kg.

200.8000.0 **Struttura verniciata a polveri secondo scheda colori**
tubo cromato.

Sovrapprezzo



222.2760.0 Sgabello girevole¹²

base in alluminio a 5 razze, lucidato, tubo cromato, con rotelle doppie frenanti per pavimenti lisci, regolazione in altezza mediante ammortizzatore „Anatomic-Lift“, con anello azionabile a mano, sedile rivestito in similpelle. Indicare nell'ordine rotelle doppie per moquette. Carico di lavoro sicuro: 135 kg.

¹ 4 tonalità di colore per similpelle in versione classic, senza sovrapprezzo.


² 15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo).
Fare riferimento alla pagina 40.

varimed®


Sgabelli girevoli, Sedili da visita, Arredamento medico

¹ classic
² comfort

Modello n. Descrizione



222.1550.0 Sedile da visita¹²
sedile con imbottitura speciale, rivestito in similpelle di colore a scelta dalla scheda colori, regolazione in altezza con ammortizzatore da 490 a 690 mm, con anello azionabile col piede, base a 5 razze verniciato a polveri, alluminio grigiastro RAL 9007 con rotelle doppie antistatiche in materiale plastico Ø 50 mm per pavimenti lisci duri, paracolpi perimetrale colore nero.
Carico di lavoro sicuro: 135 kg.




222.1570.0 Sedile da visita¹²
sedile con imbottitura speciale, rivestito in similpelle di colore a scelta dalla scheda colori, regolazione in altezza con ammortizzatore da 490 a 690 mm, con schienale regolabile rivestito in similpelle, con anello azionabile col piede, base a 5 razze verniciato a polveri, alluminio grigiastro RAL 9007 con rotelle doppie antistatiche in materiale plastico Ø 50 mm per pavimenti lisci duri, paracolpi perimetrale colore nero.
Carico di lavoro sicuro: 135 kg.

200.0011.0 Ruote frenanti
il freno entra in funzione quando lo sgabello viene utilizzato, per la pressione del peso per sedili da visita 222.1550.0 e 222.1570.0. **Sovrapprezzo**

¹ 4 tonalità di colore per similpelle in versione classic, senza sovrapprezzo.

² 15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo). Fare riferimento alla pagina 40.

¹ classic
² comfort




Modello n. Descrizione

221.1860.0 **Sedia da visita e prelievo sanguigno¹²³ c€^{MD}**
struttura in tubo quadrato, verniciata a polveri RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, sedile, schienale e braccioli rivestiti in similpelle, versione „classic“, colore nero 57. Tutti gli altri colori sono disponibili con sovrapprezzo. Viene consegnato smontato. Carico di lavoro sicuro: 225 kg.

200.6610.0 **Verniciatura struttura**
come da scheda colori.

Sovrapprezzo




242.2351.0 **Piantana per fleboclisi c€^{MD}**
struttura in acciaio inox 18/10, base a 5 razze, parte superiore con 4 ganci, completa di bicchiere raccogli-gocce, doppie ruote in materiale plastico Ø 50 mm, antistatiche, regolazione altezza da 1350 a 210 mm con una sola mano. Fornito smontato. Impronta 635 mm.
Carico di lavoro sicuro per ogni gancio 2 kg.

- ¹ 3 altri tonalità di colore in versione classic (con sovrapprezzo).
- ² 15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo).
Fare riferimento alla pagina 40.
- ³ 3 Rivestimento di serie delle strutture grigio-bianco 9002, alluminio bianco RAL 9006 o alluminio grigio RAL 9007.
Si prega di precisarlo sull'ordine.



Carrello multiuso medi-net 233.6060.0,
struttura alluminio grigiastro RAL 9007

varimed® Carrello multiuso medi-net



Modello n. Descrizione

233.6060.0 Carrello multiuso medi-net³
struttura in tubo quadrato, scomponibile, verniciata a polveri bianco grigiastro RAL 9002, alluminio brillante RAL 9006 o alluminio grigiastro RAL 9007, cassetto su guide di precisione zincate di colore nero su cuscinetti a sfera, piano di lavoro, fondo e frontale del cassetto con impiallacciatura di materiale plastico, bianco perla 60, frontale con maniglia, verniciata a polveri bianco grigiastro RAL 9002, alluminio brillante RAL 9006 o alluminio grigiastro RAL 9007, 4 rotelle doppie Ø 75 mm.
Il carrello medi-net 233.6060.0 può essere dotato di altri 2 cassette oltre al cassetto standard.

Viene consegnato smontato.

medi-net
Carico di lavoro sicuro per carrelli medi-net:
totale: max. 50 kg
cassetto: max. 10 kg
piano di lavoro e fondo: max. 20 kg

201.3000.0 1 cassetto
con maniglia, in aggiunta

200.6600.0 Struttura verniciata a polveri, come da scheda colori **Sovrapprezzo**

200.6650.0 per maniglia verniciata a polveri, come da scheda colori **Sovrapprezzo**

³ Rivestimento di serie delle strutture RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007. Si prega di precizarlo sull'ordine.



Carrello multiuso medi-net 233.6060.0
con accessori per iniezioni 201.1170.0,
201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0



Carrello multiuso medi-net 233.6060.0
con accessori per piano di misura
ergometria 201.1300.0 (senza attrezzature)



Carrello multiuso medi-net 233.6060.0 + 201.0050.0
con accessori per la dialisi a domicilio 201.1800.0,
201.1250.0 (senza apparecchi) (senza attrezzature)



Dispenser per materiale da iniezione 201.1610.0



Dispenser per materiale da iniezione 201.1650.0



Mensola 201.1800.0



Aprifialette 201.2600.0



varimed Set portarifiuti 201.2700.0



1 bacinella rotonda in acciaio inox 201.1170.0



Asta per fleboclisi 201.1250.0



Portarifiuti 201.2800.0

varimed®


Accessori per carrello multiuso medi-net

Modello n. Descrizione

201.3000.0 **1 cassetto**
(senza fig.) con maniglia, guide di scorrimento, per installazione a posteriori, per carrelli 580 mm di larghezza (dimensioni interne: 510 × 413 × 90 mm, lung. x largh. x alt.)

201.0050.0 **2 rotelle bloccabili**
Ø 75 mm

Sovrapprezzo




201.1300.0 **Passacavi**
e morsetto di fissaggio 201.1910.0, Ø 16 mm.

201.1170.0 **Bacinella rotonda**
in acciaio inox, Ø 320 mm,
con morsetto di fissaggio 201.1900.0, Ø 10 mm.


201.1250.0 **Asta per fleboclisi c^{MD}**
con 4 ganci e morsetti di fissaggio 201.1920.0,
Ø 18 mm, in due pezzi, carico di lavoro sicuro
per gancio 2 kg






Modello n. Descrizione


201.1610.0 Dispenser per materiale da iniezione
grigio, sistema „first-in/first-out“,
con il set combi, portatamponi e inumiditore,
necessari in aggiunta angoli di fissaggio 201.1700.0.




201.1640.0 Dispenser per materiale da iniezione
grigio, sistema „first-in/first-out“,
senza set combi, necessari in aggiunta
angoli di fissaggio 201.1700.0.




201.1650.0 Dispenser per materiale da iniezione
grigio, prelievo e rifornimento dalla parte superiore,
con il set combi, portatamponi e inumiditore,
necessari in aggiunta angoli di fissaggio 201.1700.0.



201.1660.0 Dispenser per materiale da iniezione
grigio, prelievo e rifornimento dalla parte superiore,
senza set combi, necessari in aggiunta angoli di
fissaggio 201.1700.0.



201.1700.0 1 coppia di angoli di fissaggio
per dispenser 201.1610.0, 201.1640.0, 201.1650.0
e 201.1660.0.



varimed®

Accessori per carrello multiuso medi-net


Modello n. Descrizione

201.1800.0 **Mensola**
in acciaio inox con angoli di fissaggio

201.1900.0 **Morsetto di fissaggio**
(senza fig.) Ø 10 mm


201.1910.0 **Morsetto di fissaggio**
(senza fig.) Ø 16 mm

201.1920.0 **Morsetto di fissaggio**
(senza fig.) Ø 18 mm



Modello n. Descrizione


201.2600.0 Apri-ampolle
Cupfix



201.2700.0 varimed Set portarifiuti
20 contenitori di 1,5 litri, in polipropilene
con coperchio rosso, con supporto

201.2710.0 varimed Contenitori portarifiuti
(senza fig.) confezione da 100 contenitori di 1,5 litri,
senza supporto

201.2720.0 Supporto
(senza fig.) come 201.2700.0, ma senza contenitori.
(Supporti per altri sistemi a richiesta)



201.2800.0 Portarifiuti
con sacchetto a rotolo,
telaio bianco-grigio verniciato a polveri

201.2850.0 Sacchetto in rotolo
(senza fig.) per il mod. 201.2800.0

varimed®

Descrizione dei modelli e dei materiali

Lettini

Telaio in tubi d'acciaio 40 × 20 mm, coppie di piedini 30 × 30 mm, verniciati a polvere o cromati. Con piedini di livellamento per compensare le irregolarità del pavimento. Sezione della testa con 2 dispositivi di regolazione interamente in metallo.

medi-net

Struttura medi-net in tubo quadrato di acciaio 20 × 20 mm, verniciato a polvere.

Ruote antitraccia

Le ruote non provocano perdita del colore nel contatto col pavimento.

Cassetti

I cassetti scorrono su guide a sfere di precisione su cuscinetti a sfera.

Maniglie

Maniglia di forma ergonomica, ampiezza dell'impugnatura 192 mm. La superficie, resistente ai prodotti chimici, è facile da pulire e disinfettare grazie alla sua forma arrotondata.

Vernice

Verniciatura a polveri, superficie brillante, altamente resistente agli urti e ai graffi, facile pulizia, resistente ai disinfettanti.

Rivestimento di serie delle strutture

con verniciatura a polveri, bianco grigiastro RAL 9002, alluminio brillante RAL 9006, alluminio grigiastro RAL 9007 o cromata. Consultare anche la descrizione dei modelli.

Lettini, strutture medi-net e strutture sgabelli

fornibili anche in colori a scelta dalla scheda colori come accessorio opzionale.

Altri colori speciali

secondo la tabella dei colori RAL su richiesta!

Imbottitura

Materiale espanso fissato a un pannello portante, con resistente rivestimento in similpelle, disponibile in due diversi modelli.

Similpelle – Versione comfort (disponibile con sovrapprezzo):**15 tonalità di colore**

materiale resistente ad elevata elasticità e capacità di conformazione per una comfort totale. Superficie corrugata.

Similpelle – Versione classic (disponibile senza sovrapprezzo):**4 tonalità di colore**

Materiale resistente, elastico. Superficie liscia.

Consigliamo l'uso di:**Accessori per la pulizia dell'imbottitura**

Modello n.	Descrizione
2019878 (senza fig.)	Detersivo speciale per similpelle flacone spray 500 ml (confezioni da 3 flaconi)
2026973	Kit di pulizia per similpelle un flacone spray 500 ml e una spazzola



Informazioni dettagliate sulle procedure di pulizia e disinfezione del rivestimento sono riportate nelle istruzioni d'uso delle imbottiture.

Similpelle comfort




giallo oro 86



verde agave 109




arancione oro 106



caffè e latte 102



rosso carminio 92



beige sabbia 101




rosso lampone 103



grigio pietra 96



blu ghiaccio 108



grigio ardesia 97



blu caraibico 82




grigio titanio 91



blu atlantico 83



bianco candido 84



viola lavanda 107

Similpelle classic



bianco 53



grigio argento 55



oceano 52















nero 57

Rivestimento in plastica



grigio argento

Verniciature

bianco grigiastro
RAL 9002bianco puro
RAL 9010bianca ninfea
RAL 0758510arancio zafferano
chiaro RAL 0608530giallo segnale
RAL 1003arancio sanguigno
RAL 2002rosa loto
RAL 3608510bianco lilla tricot
RAL 3108510blu tennis
RAL 2307020blu chiaro
RAL 2606030blu zaffiro
RAL 5003blu pallido
RAL 2308010verde limone
RAL 1008060filigrana verde
RAL 1207020verde ghiaccio
RAL 1209030alluminio brillante
RAL 9006alluminio grigiastro
RAL 9007grigio antracite
RAL 7016

antimicrobico

Questi colori hanno proprietà antimicrobiche

Colori per l'imbottitura e per la verniciatura



german
brand
award
23
winner

Scoprite nuovi mondi cromatici

Con un totale di 19 colori per l'imbottitura e 18 colori per la verniciatura, la nostra gamma offre numerose possibilità di inserire accenti cromatici nei vostri studi.

Che sia sobria o allegra, classica o moderna, elegante o stravagante, da noi potrete trovare facilmente la varietà di colore desiderata.

Chiedeteci un consiglio!



Lasciatevi ispirare:
www.schmitz-medical.com



‘Un’impresa forte, su cui contare: competente, leale, onesta e affidabile.’

Questi valori si riflettono nei nostri prodotti e nella loro qualità. Una combinazione di durata, tecnologia all’avanguardia e di tendenza e design accattivante.

Per noi l’innovazione è una tradizione. Da oltre 95 anni, sviluppiamo e produciamo prodotti di tecnologia medica di cui si fidano medici e pazienti di tutto il mondo.

I nostri prodotti sono creati in stretta collaborazione con i professionisti del settore medico e grazie all’esperienza e alla passione dei nostri dipendenti.

Grazie al continuo sviluppo e ai nostri elevati standard di qualità e funzionalità, SCHMITZ occupa una posizione di leadership nel mercato con i suoi prodotti e servizi.

SCHMITZ – il Suo partner per la tecnologia medica negli ospedali e negli studi medici.



Tavoli operatori mobili



Accessori per tavoli operatori



Poltrona per interventi ambulatoriali



Arredamento per ambulatori e sale operatorie



Barelle per trasporto



Carrelli funzionali e carrelli ISO



Carrelli informatici



Letto da parto



Poltrone per visite e
trattamenti ginecologici



Poltrone per visite e
trattamenti urologici



Video colposcopio Full HD integrato e mobile



Sistema modulare di rifornimento e smaltimento



Arredamento generico per il settore medicale



SCHMITZ Care® Connect



reddot award 2017
winner



german
brand
award
23
winner

Made in Germany





Contatto

SCHMITZ medical GmbH
Zum Ostefeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Germania



Tutti i dispositivi contrassegnati con il marchio CE (MD) soddisfano, in combinazione con i nostri accessori, i requisiti del regolamento sui dispositivi medici 2017/745/UE (MDR) e della legge sull'adattamento dei dispositivi medici.

Sono dispositivi medici che rientrano nella classe di rischio I.



Tutti i dispositivi contrassegnati con il semplice marchio CE soddisfano i requisiti della direttiva bassa tensione 2014/35/UE e dell'ordinanza sugli impianti elettrici.

Per conoscere le esatte destinazioni d'uso si consiglia di consultare anche il manuale di istruzioni.

tel. +49 (0)2377 84 0

fax +49 (0)2377 84 162

zentrale@schmitz-medical.com

Dipartimento esportazioni:

tel. +49 (0)2377 84 0

fax +49 (0)2377 84 135

export@schmitz-medical.com

Servizio tecnico, hotline:

tel. +49 (0)2377 84 549

fax +49 (0)2377 84 210

service@schmitz-medical.com

Per informazioni sulle nostre filiali in tutto il mondo si prega di visitare il nostro sito Internet:

www.schmitz-medical.com



* Questo articolo viene commercializzato con il nome del produttore originario.

Le nostre forniture si intendono franco fabbrica. Tutte le forniture sono effettuate attraverso i nostri partner autorizzati o succursali. Salvo modifiche alla produzione e alle dimensioni, sono possibili lievi differenze. Per motivi tecnici possono verificarsi variazioni del colore. La vendita degli articoli menzionati in questo catalogo non è autorizzata negli Stati Uniti.

Contributo spese 3,00 Euro.