



Posizionatori  
Il vostro partner in sala operatoria



## **A Sense of Company**

Oltre 90 anni di esperienza rendono SCHMITZ uno dei produttori di attrezzature medicali leader a livello mondiale.

In questa azienda a conduzione familiare i valori derivanti dalla tradizione vengono posti sempre in primo piano. 18 anni di servizio medio presso l'azienda rivelano un alto grado di identificazione dei collaboratori nei valori e nella filosofia aziendali.


Dal 2012 Friedrich e Matthias Schmitz, rappresentanti della quarta generazione, sono alla guida dell'impresa.

Ci riconosciamo nei valori del nostro Paese, la Germania, e siamo profondamente radicati nella nostra regione di origine. Qui si svolgono tutte le attività di progettazione e produzione.

Lavoriamo con fornitori provenienti per il 90% dalla Germania e per il 60% dalla nostra regione.

**Made in Germany**





## **A Sense of Care**

Offriamo dei servizi competenti con l'obiettivo di raggiungere la massima soddisfazione della clientela. Dalla consulenza alla progettazione all'allestimento finale.


Massima convenienza grazie alla durevolezza dei nostri prodotti.

Con un concetto di servizio intelligente e un'assistenza completa, specialmente in fase post-vendita. SCHMITZ si pone sin dall'inizio come partner affidabile al fianco dei suoi clienti.

### **Assistenza tecnica clienti**

tel. +49 (0)2377 84 549

[service@schmitz-medical.com](mailto:service@schmitz-medical.com)



Sede principale  
Wickede (Ruhr),  
Germania

Svizzera

Francia

Italia

Spagna

USA

Argentina

● Oltre 80 partner commerciali in tutto il mondo

● Uffici vendite

## SCHMITZ – rappresentanze all'esterno







## DIAMOND® e OPX mobilis® Posizionatori

Un perfetto posizionamento del paziente durante gli interventi chirurgici consente di garantire il miglior accesso possibile alle zone da operare.

La sicurezza è un prerequisito essenziale per il successo, poiché riduce i rischi per il paziente.



## Posizionatori C€<sup>MD</sup>


Modello n. Descrizione




**101.0327.0 KGEL Lateral positioner 700 x 500 x 170\***  
per un posizionamento sicuro in posizione laterale, per il completo scarico dell'articolazione delle spalle e a protezione dei nervi, da utilizzare in interventi all'anca, alla spalla o ai reni  
700 x 500 x 170 mm (largh. x prof. x alt.)



**101.0328.0 Heel rest - pair 180 x 100 x 70\***  
a sostegno della zona del tallone di achille e per completo scarico talloni durante gli interventi di lunga durata. 180 x 100 x 70 mm (largh. x prof. x alt.)



**101.0329.0 Horseshoe head pad ADULT 200 x 70 x 50\***  
aperto, per adulti, per stabilità e protezione della testa del paziente durante gli interventi in posizione laterale. Ø 200 x 50 mm.



**101.0331.0 Horseshoe head pad PEDIATRIC 140 x 70 x 30\***  
aperto, pediatrico, per stabilità e protezione della testa del paziente durante gli interventi in posizione laterale. Ø 140 x 30 mm.



**101.0332.0 Donut head pad ADULT 200 x 70 x 50\***  
chiuso, per adulti, per protezione della testa e delle orecchie del paziente durante gli interventi in posizione supina, Ø 200 x 50 mm.

Modello n. Descrizione




**101.0333.0 Donut head pad PEDIATRIC 140 × 70 × 30\***  
chiuso, pediatrico, per protezione della testa e delle orecchie del paziente durante gli interventi in posizione supina, Ø 140 × 30 mm.



**101.0334.0 Ventral position head pad 280 × 240 × 140\***  
per adulti, in gel di forma anatomica, per posizionamento della testa in posizione prona, aperture su ambo i lati permettono il passaggio dei tubi di respirazione. 280 × 240 × 140 mm (largh. x prof. x alt.)



**101.0336.0 Donut head pad NEONATAL 80 × 30 × 20\***  
chiuso, per bambini, per protezione della testa e delle orecchie del paziente durante gli interventi in posizione supina, Ø 80 × 20 mm.



**101.0355.0 Cuscino in gel per posizione prona\***  
elimina la pressione sull'addome e facilita la ventilazione e la circolazione durante interventi in posizione prona, 1.115 × 520 × 140 mm.

## Posizionatori C€<sup>MD</sup>

Modello n. Descrizione



**101.0353.0 Operating table overlay 1200 × 500 × 13\***  
1.200 × 500 × 13 mm.

**101.0354.0 Operating table overlay 1800 × 500 × 13\***  
(senza fig.) 1.800 × 500 × 13 mm.



**101.0339.0 Chest roll 500 × 150 × 100\***  
per adulti, dimensioni: 500 × 150 × 100 mm.



**101.0346.0 Patient positioners - SMALL 330 × 70 × 50\***  
330 × 70 × 50 mm.

**101.0347.0 Patient positioners - MEDIUM 250 × 120 × 50\***  
250 × 120 × 50 mm.

**101.0348.0 Patient positioners - LARGE 330 × 120 × 60\***  
330 × 120 × 60 mm.

Modello n. Descrizione

---



**101.0343.0 Protezione braccio in gel\***  
in combinazione con protezione braccio 101.0153.0,  
157 × 128 × 15 mm.

---



**101.0344.0 Sacrum support 440 × 420 × 30\***  
fornisce sostegno in posizione supino o litotomia,  
per adulti, 440 × 420 × 30 mm.

---



**101.0211.0 Cuscino imbottito**  
semicircolare, imbottitura in espanso integrale  
antistatica, 240 × 120 × 475 mm (largh. x alt. x lungh.).

---



**101.0208.0 Cuscino del plesso\***  
in caso di posizionamento del paziente in posizione  
supina, previene la paralisi del plesso e stabilizza  
la posizione del capo.  
440 × 500 × 100 mm (largh. x prof. x alt.).

## Posizionatori C€<sup>MD</sup>

Modello n. Descrizione



**101.0352.0 Tunnel Pad with Kgel protection 640 × 460 × 200\***  
per il posizionamento laterale del paziente,  
per adulti, 640 × 460 × 200 mm.



**101.0341.0 CONTOURED ARMBORD PAD 500 × 150 × 40\***  
a profilo sagomato, per adulti, 500 × 150 × 40 mm.

**101.0342.0 CONTOURED ARMBORD PAD 400 × 150 × 40\***  
(senza fig.) a profilo sagomato, pediatrica, 400 × 150 × 40 mm.

**101.0337.0 Dorsal head pad 290 × 285 × 70\***  
(senza fig.) con paziente in posizione supina, adulti, la forma  
anatomica permette di posizionare il capo del paziente  
per la chirurgia oculistica e per altri interventi  
in posizione supina, dimensioni: 290 × 285 × 70 mm.

**101.0338.0 Cuscino sagomato per la testa\***  
(senza fig.) come 101.0337.0, pediatrico, per il posizionamento in  
posizione supina, dimensioni: 275 × 230 × 65 mm.



Modello n. Descrizione

---

**101.0015.0 Cuscino imbottito\***

per operazioni al disco intervertebrale; in due parti per singoli adattamenti alle diverse stature dei pazienti, radiotrasparente, antistatico, dimensioni del cuscino per il petto 500 × 250 × 160 mm, cuscino pelvico 500 × 340 × 160 mm (lung. x largh. x alt.).





## Posizionatori C€<sup>MD</sup>

Modello n. Descrizione

---

**101.0749.0 Materassino a depressione, standard\***

(senza fig.) Ideale per tutti gli interventi standard in posizione supina che richiedono un posizionamento stabile del paziente. Assorbimento ottimizzato della pressione grazie all'imbottitura MicroSpace con superficie pressoché informe, tappetino antiscivolo incluso.  
2.000 mm x 1.000 mm (Lu x La)

---



**101.0549.0 Materassino a depressione SigmaLap\***

Ideale in caso di resezione del sigma in laparoscopia, consente di adagiare il paziente in posizione litotomica con le braccia lungo il corpo e in posizione anti-shock. Assorbimento ottimizzato della pressione grazie all'imbottitura MicroSpace con superficie pressoché informe, tappetino antiscivolo incluso.  
1.250 mm x 750/1.000 mm (Lu x La)



## Contatto

SCHMITZ medical GmbH  
GmbH & Co. KG  
Zum Ostefeld 29  
58739 Wickede (Ruhr)

tel. +49 (0)2377 84 0  
fax +49 (0)2377 84 162  
zentrale@schmitz-medical.com

Dipartimento esportazioni:  
tel. +49 (0)2377 84 0  
fax +49 (0)2377 84 135  
export@schmitz-medical.com

Servizio tecnico, hotline:  
tel. +49 (0)2377 84 549  
fax +49 (0)2377 84 210  
service@schmitz-medical.com

Per informazioni sulle nostre  
filiali in tutto il mondo si prega  
di visitare il nostro sito Internet:

[www.schmitz-medical.com](http://www.schmitz-medical.com)



Tutti i dispositivi  
contrassegnati con il  
marchio CE (MD)  
soddisfano, in  
combinazione con i nostri  
accessori, i requisiti del  
regolamento sui  
dispositivi medici  
2017/745/UE (MDR)  
e della legge  
sull'adattamento dei  
dispositivi medici.  
Sono dispositivi medici  
che rientrano nella classe  
di rischio I.



Tutti i dispositivi  
contrassegnati con il  
semplice marchio CE  
soddisfano i requisiti della  
direttiva bassa tensione  
2014/35/UE e  
dell'ordinanza sugli  
impianti elettrici.

Per conoscere le esatte  
destinazioni d'uso si  
consiglia di consultare  
anche il manuale di  
istruzioni.



\* Questo articolo viene commercializzato con il nome del produttore originario.

Le nostre forniture si intendono franco fabbrica. Tutte le forniture sono effettuate attraverso i nostri partner autorizzati o succursali. Salvo modifiche alla produzione e alle dimensioni, sono possibili lievi differenze. Per motivi tecnici possono verificarsi variazioni del colore. Le posizioni del paziente mostrate in questo catalogo sono solo esemplificative e non si pretende la correttezza e/o la completezza degli accessori.

Vi preghiamo di osservare in ogni caso le istruzioni per l'uso.

La vendita degli articoli menzionati in questo catalogo non è autorizzata negli Stati Uniti.

Contributo spese 2,50 Euro.