



Une technologie innovante alliée à un design primé.

Le nouveau medi-matic® 115.9 pose des jalons pour l'utilisation en urologie.

Avec son dossier à réglage électrique permettant une inclinaison jusqu'à 68°, le fauteuil offre non seulement une position confortable au patient, mais il optimise également le travail en urodynamique.

Notre système de rinçage giratoire offre un raccordement et un écoulement directs de l'eau et est toujours positionné à l'horizontale, quelle que soit la position du fauteuil. La rigole d'écoulement optionnelle ainsi que le coussin d'assise spécial recueillent les liquides efficacement, de sorte qu'ils ne contaminent pas la colonne du fauteuil.

Les surfaces planes et fermées ainsi que l'absence de coins ou d'arêtes assurent un nettoyage et une désinfection faciles. La fonction mobilité (fonctionnalité en option) peut également aider à rendre le fauteuil d'examen plus mobile – parfait pour le nettoyage sous le medi-matic® ou pour l'utiliser en toute souplesse dans différentes salles de traitement.

Un atout majeur : La hauteur minimale d'accès de seulement 470 mm et le réglage d'hauteur jusqu'à 1 175 mm.

SCHMITZ – Votre partenaire pour l'urologie.



Configurez dès maintenant votre nouveau medi-matic® sur www.schmitz-medical.com

DECOUVREZ LE
medi-matic®

Exemples d'applications



Examens confortables en urodynamique



Utilisable pour les interventions chirurgicales en ambulatoire



Résection transurétrale (RTU) utilisant des appui-jambes de Göpel



Profitez des avantages des appui-jambes UniLeg




Mise rapide en position anti-choc




Une cuvette amovible, un coussin spécial du siège ainsi qu'une rallonge de siège pour une utilisation optimisée en urodynamique


Position maximale




Vue d'ensemble



Position minimale



Position de choc



SCHMITZ medical GmbH

Zum Ostfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

Allemagne

tél. +49 (0)2377 84 0
zentrale@schmitz-medical.com
www.schmitz-medical.com