



arco-matic® – Der gynäkologische Untersuchungs- und Behandlungsstuhl

Ausgezeichnetes Design mit modernster Technologie
bei einem starken Preis-/Leistungsverhältnis.

Der Untersuchungs- und Behandlungsstuhl arco-matic®
garantiert Patientinnen dank einer Polsterbreite von
bis zu 680 mm im Rückenbereich und einem individuell
anpassbaren Kopfpolster mit Magnetbefestigung ein
angenehmes, komfortables und sicheres Sitzgefühl.

Mit einer Aufstiegshöhe von nur 550 mm ist es auch
älteren oder körperlich eingeschränkten Patientinnen
möglich, bequem Platz zu nehmen. Die Sitzposition
bleibt dabei auch in niedrigster Einstellung waagrecht.

Die sichere Arbeitslast von 250 kg ermöglicht zudem die
Behandlung adipöser Patientinnen.

Die Ambientebeleuchtung und das neue SCHMITZ
Farbkonzept sorgen gemeinsam für eine harmonische
und angstreduzierende Atmosphäre.

Konfigurieren Sie jetzt Ihren neuen arco-matic®:
www.schmitz-medical.com



SCHMITZ – Ihr Partner für Gynäkologie,
Videokolposkopie, Urologie und Proktologie.



Hauptmerkmale



Flachlagerung

Die Rückenlehne lässt sich in eine waagerechte Position bringen, so dass eine Ultraschalluntersuchung sowie eine Schocklagerung im Notfall möglich ist.



Memorypositionen und Beckenhochlagerung

Eine optimierte Verstellgeschwindigkeit und vier frei wählbare Memorypositionen sorgen für eine schnelle Einstellung in die gewünschte Position. Eine Steinschnittlagerung wird durch die Beckenhochlagerung und verschiedene Beinlagerungssysteme ermöglicht.



Gynausschnitt und Seitenschiene

Der tiefe Gynausschnitt von 155 mm bietet verbesserten Zugang zum Untersuchungsfeld. Zusätzliches Zubehör wie die LED-Untersuchungsleuchte oder verschiedene Beinlagerungssysteme können über die Seitenschiene angebracht werden.



Mobilität

Durch die optionale Fahrbarkeit wird der Untersuchungsstuhl zu einer mobilen Einheit – perfekt für die Reinigung im Bereich unter dem arco-matic® und für eine flexible Nutzung in unterschiedlichen Behandlungsräumen.

A SENSE FOR COLOUR

SCHMITZ medical GmbH

Zum Ostfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

T +49 (0)2377 84 0

zentrale@schmitz-medical.com
www.schmitz-medical.com