



arco-matic® – El sillón para reconocimiento y tratamiento ginecológico

Un diseño galardonado y la tecnología más moderna aunados y una excelente relación calidad-precio.

El sillón de reconocimiento y tratamiento arco-matic® garantiza a las pacientes una experiencia de asiento agradable, cómoda y segura gracias a una anchura del acolchado de hasta 680 mm en el respaldo junto con un cojín para la cabeza ajustable individualmente con sujeción magnética.

Con una altura de subida de tan solo 550 mm, las pacientes de más edad o con limitaciones físicas también pueden sentarse fácilmente; la posición del asiento se mantiene horizontal incluso en la posición más baja.

Diseñado para una carga de trabajo de 250 kgs, el sillón ofrece mucha seguridad y posibilidades de tratamiento, incluso para pacientes obesas.

La iluminación ambiental y el nuevo concepto de color de SCHMITZ se combinan para crear un ambiente agradable y reductor de la ansiedad.

Configure ahora su nuevo arco-matic®:
www.schmitz-medical.com



SCHMITZ – Su socio para ginecología, videocolposcopia, urología y proctología.



Características clave



Posición horizontal

El respaldo se puede colocar en posición horizontal, por ejemplo para realizar una ecografía o para adoptar una posición de shock en caso de urgencia.



Posiciones de memoria y elevación pélvica

Una velocidad de ajuste optimizada y cuatro posiciones de memoria que se pueden elegir libremente permiten regular rápidamente la posición deseada. La posición de litotomía es posible gracias a la elevación pélvica y a diversos sistemas de colocación de piernas.



Recorte para ginecología y rieles laterales

El recorte para ginecología de 155 mm de profundidad ofrece un mejor acceso a la zona de reconocimiento. Los rieles laterales adicionales ofrecen la posibilidad de acoplar otros accesorios, como la luz led de reconocimiento u otros sistemas de apoyo para las piernas.



Movilidad

La movilidad opcional del sillón de reconocimiento lo convierte en una unidad móvil, lo cual resulta perfecto para limpiar la zona bajo el arco-matic® y para utilizarlo de forma flexible en diferentes salas de tratamiento.

A SENSE FOR COLOUR

SCHMITZ medical GmbH

Zum Ostefeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

T +49 (0)2377 84 0

zentrale@schmitz-medical.com
www.schmitz-medical.com