



Zukunftsweisende Technik vereint mit einem preisgekrönten Design

Der neue medi-matic® setzt Maßstäbe für den Einsatz in der Urologie!

Das motorisch bis zu 68° aufstellbare Rückenteil ermöglicht nicht nur eine bequeme Sitzposition für den Patienten, sondern optimiert auch Ihren Arbeitsablauf in der Urodynamik.

Unsere Kreiselspülung bietet einen direkten Wasseranschluss und -abfluss und ist in jeder Stuhlposition waagerecht ausgerichtet. Die zusätzliche Aufnahmerinne sowie das Spezial-sitzpolster fangen Flüssigkeiten sicher auf, so dass diese nicht die Stuhlsäule verunreinigen.

Geschlossene Flächen und der Verzicht auf Ecken und Kanten gewährleisten eine einfache Reinigung und Desinfektion. Zudem macht die optionale Fahrbarkeit den Untersuchungstuhl zu einer mobilen Einheit – perfekt für die Reinigung im Bereich unter dem medi-matic® und für eine flexible Nutzung in unterschiedlichen Behandlungsräumen.

Extra Highlight: Die minimale Einstiegshöhe von nur 470 mm und die maximale Höhenverstellung von bis zu 1.175 mm.

SCHMITZ – Ihr Partner in der Urologie



Konfigurieren Sie sich Ihren neuen medi-matic® auf www.schmitz-medical.com

ENTDECKEN SIE DEN
medi-matic®

Anwendungsbeispiele



Komfortable Untersuchungen in der Urodynamik



Als ambulanter Eingriffsstuhl einsetzbar



Transurethrale Resektion (TUR) Eingriff mit Beinhaltern nach Göpel



Nutzen Sie die Vorteile der UniLeg Beinhalter




Schnelle Repositionierung in eine Schocklage




Abnehmbares Spülbecken, Spezialsitzpolster und Sitzteilverlängerung für den optimierten Einsatz in der Urodynamik


Höchste Position



Überblick



Niedrigste Position



Schockposition

