



medi-matic®  
para urología

---

**Tecnología innovadora con un diseño galardonado.**

¡El nuevo medi-matic® 115.9 marca pautas en urología!

Un respaldo con ajuste motorizado de hasta 68° no solo permite que el paciente se siente cómodamente, sino que también optimiza su flujo de trabajo urodinámico.

Nuestro sistema de lavado giroscópico ofrece una conexión directa de agua y desagüe y, sea cual sea la posición del sillón, siempre queda en posición horizontal. La canaleta recoge líquidos adicional y el acolchado especial del asiento recogen los líquidos de forma segura para que no contaminen la columna del sillón.

Las superficies lisas y cerradas y la ausencia de esquinas y bordes garantizan una limpieza y desinfección fáciles. Además, la movilidad opcional del sillón de reconocimiento lo convierte en una unidad móvil, lo cual resulta perfecto para limpiar la zona bajo el medi-matic® y para utilizarlo de forma flexible en diferentes salas de tratamiento.

Otro aspecto destacado: su altura de entrada mínima de solo 470 mm y su altura máxima de 1 175 mm.

**SCHMITZ – Su socio para la urología.**



Ya puede configurar su nuevo sillón medi-matic® en  
[www.schmitz-medical.com](http://www.schmitz-medical.com)

DESCUBRE EL  
medi-matic®

## Ejemplos de aplicación



Exámenes urodinámicos cómodos



Puede utilizarse como sillón para intervenciones ambulatorias



Resección transuretral (RTU) con perneras Goepel



Beneficiarse de las ventajas de los porta-piernas UniLeg




Colocación rápida en una posición de shock




Acolchado especial del asiento y una prolongación asiento para un uso optimizado en urodinámica.


Posición máxima



Visión general



Posición mínima



Posición de shock

