



arco-matic® – La poltrona per visite e trattamenti ginecologici

Design riconosciuto e tecnologia all'avanguardia combinati e ottimo rapporto qualità-prezzo.

La poltrona per visite e trattamenti arco-matic® garantisce ai pazienti un'esperienza di seduta piacevole, confortevole e sicura, grazie a una larghezza dell'imbottitura fino a 680 mm nella zona dello schienale e a un cuscino per la testa regolabile individualmente con fissaggio magnetico.

L'altezza di accesso pari a soli 550 mm consente anche alle pazienti più anziane o con limitazioni fisiche di sedersi comodamente. Il sedile resta orizzontale anche nella posizione più bassa.

Progettata per un carico di lavoro di 250 kg, la poltrona risulta molto sicura e permette di visitare anche pazienti in sovrappeso.

L'illuminazione ambientale e il nuovo concetto di colore SCHMITZ si combinano per creare un'atmosfera piacevole e che riduce l'ansia.

Configurate subito la vostra nuova arco-matic®:
www.schmitz-medical.com




SCHMITZ – Il vostro partner per ginecologia, video colposcopia, urologia e proctologia.

Made in Germany




Caratteristiche chiave



Posizione orizzontale

Lo schienale può essere regolato separatamente permettendo quindi di sdraiare la paziente in posizione orizzontale per eseguire un'ecografia addominale o per ottenere la posizione antishock in caso di emergenza.



Posizioni di memoria ed elevazione del bacino

Movimenti a velocità ottimale e quattro posizioni memory consentono di far raggiungere alla poltrona la posizione desiderata rapidamente. La posizione litotomica è resa possibile dalla posizione di Trendelenburg e da vari sistemi poggiatesta.



Apertura ginecologica e guide laterali

L'apertura ginecologica profonda 155 mm permette di accedere più facilmente all'area oggetto della visita. Le guide laterali aggiuntive offrono la possibilità di fissare altri accessori, come la lampada da visita a LED o altri sistemi poggiatesta.



Unità mobile

La mobilità opzionale della poltrona da visita la rende un'unità dislocabile, perfetta per consentire la pulizia nella zona sotto l'arco-matic® e per un utilizzo flessibile in diverse sale di trattamento.

A SENSE FOR COLOUR

SCHMITZ medical GmbH

Zum Ostfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

T +49 (0)2377 84 0

zentrale@schmitz-medical.com
www.schmitz-medical.com